



FICHA TÉCNICA

JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL AKLARY** posee activos antimicrobiales especialmente formulado para proporcionar una efectiva acción germicida, frente a un amplio espectro de microorganismos. Posee un amplio espectro contra bacterias, hongos, y levaduras, su eficacia es comprobada eliminando el 99.9% de las bacterias.

2. USOS DEL PRODUCTO

El producto **JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL AKLARY** está desarrollado para ser usado diariamente en la desinfección para tareas que requieran mantener la limpieza e inocuidad; se utiliza sobre la superficies inertes. Aplique de 3ml - 5ml de jabón liquido antibacterial / cada lavado, enjuague con agua potable hasta eliminar los residuos de suciedad completamente.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El **JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL AKLARY** elimina microorganismos tales como: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* y *Pseudomona aeruginosa*. El resultado se evidencia a través de la siguiente tabla:

CONCENTRACIÓN: Directo (Puro, sin dilución)

MICROORGANISMOS	TIEMPO (minutos)			
	0 (Control)	8	18	28
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	+	-	-	-
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	+	-	-	-
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	+	-	-	-

[+]: Presencia de microorganismos [-]: Ausencia de microorganismos

4. PROPIEDADES QUÍMICAS

PROPIEDADES	VALOR
Apariencia	: Líquido viscoso
Color	: Variado
Olor	: Lavanda, rosa, bebe, aloe vera, cítrico, fresa y manzana
pH (Directo)	: 6.50 - 7.50
Densidad (20°C)	: 1.00 gr/ml - 1.10 gr/ml
Solubilidad	: Completa soluble
Ingrediente activo y concentración	: Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 0.25%

5. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado en su envase original y debidamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Los productos deben permanecer alejados del fuego o fuentes de ignición.



6. PRECAUCIONES EN SU USO

Cuando no esté en uso, deberá permanecer completamente cerrado para evitar la contaminación y evaporación de solventes. Evite el contacto con los ojos, piel y la ropa. Manténgase fuera del alcance de los niños.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Se presenta en volúmenes por LITRO.

- Botellas : 0.25 L., 0.354 L., 0.40 L., 0.5 L., 0.90 L., 1.0 L., 1.80 L., 2.0 L.
- Galonerías : 3.0 L., 3.5 L., 3.785 L., 4.0 L., 5.0 L.
- Bidones : 18.0 L., 19.0 L., 20.0 L.
- Cilindro : 200.0 L.
- IBC : 1000.0 L.

8. TIEMPO DE VIDA ÚTIL

El producto **JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL AKLARY** tiene un tiempo de vida útil de 24 meses.



CORPORACIÓN VALCA S.R.L.
R.U.C. 20563736918

Av. Lima Mz. A Lt. 1. Av. Parcela 2
San Lorenzo (Fdo. Cuadros)
Carabayllo - Lima, Perú

☎ (01) 759 4940
📞 949 044 640 / 946 251 817
📱 Valca Corporación
www.valca.com.pe

