



FICHA TÉCNICA

GEL LIQUIDO ANTIBACTERIAL

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El GEL LIQUIDO ANTIBACTERIAL AKLARY posee activos antimicrobiales especialmente formulado para proporcionar una efectiva acción germicida, frente a un amplio espectro de microorganismos patógenos, gracias a su componente activo antibacterial, Alcohol Etilico 69.0%, penetra en forma rápida, no deja residuos y elimina rápidamente microorganismos patógenos.

2. USOS DEL PRODUCTO

Aplique el GEL LIQUIDO ANTIBACTERIAL AKLARY directo en una superficie inerte. Restriegue el producto sobre todas las superficies a tratar. usado como antiséptico natural que elimina gérmenes patógenos, bacterias y virus.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El GEL LIQUIDO ANTIBACTERIAL AKLARY Elimina el 99,9% de microorganismos tales como: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* y *Pseudomona aeruginosa*. El resultado se evidencia a través de la siguiente tabla:

CONCENTRACIÓN: Directo (Puro, sin dilución)

MICROORGANISMOS	TIEMPO (minutos)			
	0 (Control)	8	18	28
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	+	-	-	-
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	+	-	-	-
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	+	-	-	-

[+]: Presencia de microorganismos [-]: Ausencia de microorganismos

4. PROPIEDADES QUÍMICAS

PROPIEDADES	VALOR
Apariencia	: Gel
Color	: Traslúcido
Olor	: Característico
pH (20°C)	: 6.50 – 7.50
Densidad (20°C)	: 0.80 gr/ml – 0.90 gr/ml
Estabilidad	: 12 meses
Ingrediente activo y concentración	: Alcohol Etilico 69.0%

5. ALMACENAMIENTO

Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. Manténgalo en un lugar fresco y bien ventilado. Conservar apartado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacene en recipientes etiquetados adecuados. Temperatura de almacenamiento: 0 °C a 35 °C.



6. PRECAUCIONES EN SU USO

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Seguir enjuagando.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Se presenta en volúmenes por LITRO.

- Botellas : 0.25 L., 0.354 L., 0.40 L., 0.5 L., 0.90 L., 1.0 L., 1.80 L., 2.0 L.
- Galeras : 3.0 L., 3.5 L., 3.785 L., 4.0 L., 5.0 L.
- Bidones : 18.0 L., 19.0 L., 20.0 L.
- Cilindro : 200.0 L.
- IBC : 1000.0 L.

8. TIEMPO DE VIDA ÚTIL

El producto GEL LIQUIDO ANTIBACTERIAL AKLARY tiene un tiempo de vida útil de 12 meses.



CORPORACIÓN VALCA S.R.L.
R.U.C. 20563736918

Av. Lima Mz. A Lt. 1. Av. Parcela 2
San Lorenzo (Fdo. Cuadros)
Carabaylo – Lima, Perú

☎ (01) 759 4940
☎ 949 044 640 / 946 251 817
📱 Valca Corporación
www.valca.com.pe

